

血液検査機器・ヘマトクリット遠心器

KA301・304

ザーリー標準色素計



原理

- 血液に塩酸を加えることによってヘモグロビン(Hb)を塩酸ヘマチンに変化させ、その濃度を比色台のフィルターの色調に一致するまで希釈し、その時の液量を目盛で読み取ります。

コードNo.	規格	価格
KA301-01	ザーリー標準色素計セット	30,000
KA301-07	ザーリー用測定管 10本入	25,000
KA304-03	ザーリーピペット JIS 10本入	16,000

KG723

ヘマトクリット遠心器 HC-702



特徴

- 毛細管専用タイプです。
- タイマー設定のみで簡単に使えます。
- 大胆な設計変更により、大幅なコストダウンを実現しました。
- ブレーキや蓋開閉ボタンを付け安全性を向上させました。
- アウターケースをプラスチックモールドにして軽量化すると共に、上部に監視窓も設けました。

コードNo.	KG723
最高回転数	12,000rpm (固定)
最大遠心力	15,000×g
架数	毛細管×24本架
安全装置	トリプルバランスシステム
	手動蓋ロック、蓋開け時電源断 ヒューズ 110V/10A 220V/5A
タイマー	0~15分 (復帰式)
ブレーキシステム	手動
電源	110VAC/220VAC 50/60Hz
消費電力	180W
寸法	W290×H320×D245mm
重量	正味8kg (本体)
定価	175,000



オプション	KG723-11	ヘマトクリットゲージ	27,000
-------	----------	------------	--------