

生化学・血清・細菌検査

血清検査機器:器具

KC217

ミニローター MR-5



- 水平回転振とう器のミニタイプ型でスピード可変です。
- ガラス板やRPRカード等が精度良く振とうできます。
- ラテックス等の凝集反応にも使用できます。

コードNo.	KC217
形式	MR-5
スピード	可変
回転数	0~150rpm
タイマー	15minタイマー、連続運転も可能
架数	10穴ガラス板、3枚、RPRカード2枚
外寸法	W180×D140×H170mm
電源	AC100V 50/60Hz 2A
重量	3kg
価格	130,000