


# 病理検査

## 病理検査機器:器具

### KE101・102

#### オブekt染色装置



- 染色作業中にバットが倒れる心配がありません。
- 収納スペースごとに名札が記入でき、処理ミスがありません。

コードNo.	KE101	KE102
品名	オブekt染色装置 I	オブekt染色装置 II
規格	オブekt染色壺用 5個用	オブekt染色壺用 7個用
外寸 (mm)	W358×D140×H115	W486×D140×H115
1マスサイズ (mm)	W52×D102×H40	W52×D102×H40
材質	PCV	PCV
価格	15,000	18,000

### KE103~113

#### オブekt染色壺



- ガラス肉厚製で中のオブektが観察できます。
- 立型や丸型があり、オブekt枚数に応じてお選びください。

コードNo.	規格	価格
KE103	横型 仕切なし	4,200
KE109	丸型 5枚用 仕切付	3,200
KE110	丸型 2枚×5溝 スクリューキャップ付	5,200
KE113	ポリプロピレン製 丸型 2枚×5溝 スクリューキャップ付	4,200

# 病理検査

## KE115

### スライドバスケット TG式




- 従来のバスケットと異なり、底抜きがしてあり、水切りが良くなっています。
- 架数が20枚架けられます。
- バスケットの弦が内側に曲がっていますので、オベクトが引っ掛かりません。
- KE103に使用できます。

コードNo.	スライド枚数	材質	外寸法	価格
KE115	最大20枚	ステンレス製 SUS-304	W80×D28×H75mm	2,800

## KE131

### スライドグラス架



- スライドグラスの安定な保持に使用できます。
- スライドグラス間での標本接触がありません。

コードNo.	規格	価格
KE131	ステンレス製 SUS-304 20枚用	1,200

# 病理検査

## KE439-05~439-09

### 病理用コルク板



コードNo.	規格	価格
KE439-05	W500×D400×H20mm	13,000
KE439-06	W400×D300×H20mm	11,000
KE439-08	W300×D200×H20mm	6,000
KE439-09	W200×D100×H20mm	4,000

別注サイズも扱いますので、お問い合わせください。

## KE439-15・439-16

### 臓器固定針



コードNo.	規格	価格
KE439-15	丸型 ステンレス製 38mm 1,000本入	48,000
KE439-16	三角型 ステンレス製 38mm 1,000本入	48,000