


# 病理検査

## 標本整理箱 I


### KE470-00~474-02

#### 標本整理箱 (スワン)

##### KE470 2条スプリング式



##### KE470-01 マグネット式



##### KE470 2条スプリング式

- 直立型の保存  
標本は垂直に保存されますので、多枚数保存できます。
- 隔離保存  
標本は2本のスプリングによって完全に隔離された状態で保存できます。


##### KE470-01 マグネット式

- 抜群の保存枚数  
マグネット式ですから、さらに多くの枚数が保存できます。
- 固定する位置は自由  
マグネットで保存枚数に応じて自由に、どの位置でも固定できます。

##### KE470-02 1条スプリング式



##### KE470-03 間仕切式



##### KE470-02 1条スプリング式

- 直立型の保存  
標本は垂直に保存されますので、多枚数保存できます。
- 隔離保存  
標本はスプリングによって完全に隔離された状態で保存できます。

##### KE470-03 間仕切式

- 各部屋ごとの整理分類が可能です。
- 6つの部屋に仕切られた引き出し。(固定式)

# 病理検査




## 積み重ね可能

- 積み重ねが可能です  
写真は10段重ねた状態です。

## 隔壁がなく引出の取外しも簡単

- 隔壁がありません  
交合レール方式を採用していますので、隔壁がなくスッキリしたデザインです。
- 水平に引出せる引出し  
交合レール方式ですので、引出は水平に引き出せます。
- 引出の取り外しも簡単  
引出は簡単に取り外せますので、持ち運びが簡単です。
- ゆとりある引き出し幅 (29mm)



コードNo.	型番	品名	材質	寸法	収納数	価格
KE470	K-1型	普通スライド用標準型 2条スプリング式	スチール製	外形 W433×H143×D310mm 引出内部 w29×h97×d290mm	150枚×12 1,800枚	52,000
KE470-01	"	普通スライド用標準型 マグネット式			200枚×12 2,400枚	52,000
KE470-02	"	普通スライド用標準型 1条スプリング式			125枚×12 1,500枚	52,000
KE470-03	"	普通スライド用標準型 間仕切式			150枚×12 1,800枚	52,000
KE474-01		標本整理箱用天板		K-1、2、5、6、7、15A、15B型に適用		11,000
KE474-02		標本整理箱用台			12,000	

※価格は1段のみの価格です。

# 病理検査

## KE463

### 標本整理箱




- 1つの整理箱を数段ずつ積み重ねることができ、保存に場所をとらず多量収納が可能です。

コードNo.	KE463
材質	木製（中枠無）
外寸法	W410×D275×H235mm
収容量	300枚×10個 = 3,000枚
価格	41,000

コードNo.	KE466	標本整理箱用中枠 10入	3,000
--------	-------	--------------	-------

## KE468

### 標本整理箱 PS-3000型



- 木製の収納保管箱で、引出が20個付で仕切り板や見出し紙等の整理に必要なものが装備されています。

コードNo.	KE468
材質	木製
外寸法	W410×D275×H235mm
収容量	150枚×20個 = 3,000枚
引出数	20個
装備	仕切板20個、見出紙20枚
価格	37,000

コードNo.	KE468-01	標本整理箱 PS-3000用	仕切板 50入	6,000
--------	----------	----------------	---------	-------

# 病理検査

KE483-01・483-02

包埋ブロック：カセット整理箱

## 取外し自由の仕切り板

- 目的に合わせて、自由にスペースを確保できる、取り外し自由な11枚の仕切り板がついています。



コードNo.	型番	品名	外形寸法	引出内部寸法	引出数	価格
KE483-01	K-15A型	ブロック用	W433×H357×D310mm	w388×h42×d292mm	7	85,000
KE483-02	K-15B型	ブロック：カセット兼用	W433×H357×D310mm	w388×h50×d292mm	6	85,000
KE474-01		標本整理箱用 天板	K-1、2、5、6、7、15A、15B型に適用			11,000
KE474-02		標本整理箱用 台				12,000