

# 病理検査

## パラフィン伸展器

### KE235

#### パラフィン伸展器 PD-30D型



- グラスファイバーシリコンヒーター（厚さ2mmの熱源体）の電源使用で、低平板型になりました。
- 電子制御で過熱防止と正確な温度調節が可能です。
- デジタル設定・デジタル表示で操作も簡単です。

コードNo.	KE235
外寸法	W300×D400×H115mm
伸展板寸法	300×300mm
温度範囲	室温+5℃~75℃
伸展板材質	銅板 アルミ9t ニュートン黒色塗装
温度表示	デジタル表示
調節方式	電子制御
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	3A
価格	195,000

# 病理検査

## KE040

パラフィン伸展板 TK-8・TK-10



- 湯のぼし不要! 伸展器の上に置くだけで従来の2倍以上の伸展処理ができます (伸展器の温度は50~55℃が目安)。

コードNo.	形式	規格	サイズ	価格
KE040-01	TK-8	8枚用	W260×D40×H60mm	30,000
KE040-02	TK-10	10枚用	W300×D40×H60mm	38,000
材質: アルミニウム				

## KE230

パラフィン水浴伸展器 PW-5型



コードNo.	KE230
外寸法	直径300mm 高さ170mm (脚まで含む)
材質	銅製 銅板ニユートン塗装
温度範囲	20~80℃ (通常60℃程度)
電源	100V 3A
価格	170,000