

骨髓像計数装置 I

KA013-00 骨髓像計数装置 MMT-422型

使いやすさを集積しました

- 一台で白血球像・骨髓像と2役できます。
- キーの項目配列とプリンター打ち出し順序が自由に選択できます。標準仕様も数種類あります。
- ID No.・日付けの設定がテンキーで入力できます。
- コンピュータとの接続ができます。(オプション)
- カウントしない項目の打出しは、印字打出しを除くこともできます。

ブラインドオペレーションが可能です

- 分類キーはカウントと同時に、電子音で知らせます。
- 赤血球形態キーや、トータルに入らないELS キーなども必要に応じて設定することができます。
- ミスカウントはUP/DOWNスイッチにより訂正できます。
- ダイレクト機能により任意の数を直接数値入力できます。

転記の必要がありません

- プリンターは項目名も英字で印字します。
(注) プリンターは外付です。
- 各項目は、カウント数とパーセントの両方を印字します。赤血球形態キーの結果は、0、+、++、等で印字します。
- 項目はブロックに分けて小計を計算しプリントアウトします。
- M/E比は自動的に計算され出力されます。
- 報告書は必要枚数だけ取れます。
- 印字音が非常に静かで、スピードが早くなりました。

見やすい表示

- 表示器はIDNo.8桁(日付けを含む) 類別小計・総合計各4桁を表示します。
- 累別小計は、実数及びパーセントのいずれでも表示できます。
- 各項目のカウント数を確認できるチェック機能をもっています。



骨髓像分類 プリント例

```

MMC MMT 422
**** MYELOGRAM ****
NAME
AGE M , F
MEGAKARYOCYTE
/MM3 DATE 04-25
I.D NO 0001
ERYTHROID SYSTEM
MAC-BASO 14 1.4%
MAC-POLY 48 4.8%
MAC-ORTH 14 1.4%
NOR-BASO 9 0.9%
NOR-POLY 165 16.5%
NOR-ORTH 40 4.0%
MEG-BASO 4 0.4%
MEG-POLY 3 0.3%
MIT-ERY 1 0.1%
***SUB*** 298 29.8%
MYELOID SYSTEM
MYE-MAC 10 1.0%
NEU-PROM 17 1.7%
NEU-MYEL 163 16.3%
NEU-META 113 11.3%
NEU-STAB 164 16.4%
NEU-SEG 148 14.8%
EOS-PROM 24 2.4%
EOS-MYEL 10 1.0%
EOS-META 8 0.8%
EOS-STAB 14 1.4%
EOS-SEG 4 0.4%
BAS-1 2 0.2%
***SUB*** 677 67.7%
LYM-1 5 0.5%
LYM-2 2 0.2%
AT-LYM 1 0.1%
RETICUL 8 0.8%
PLASMA 2 0.2%
MEG-1 3 0.3%
MEG-2 2 0.2%
OTHER-1 2 0.2%
**TOTAL**1000
***M/E*** 2.27
OTHER-3 1
ELSE 5
ANISO +
POLY ++
POIK -
COMMENT&IMPRESSION
    
```

日付、検体番号

小計
キー打ち込み数
パーセント

トータルカウント数
M/E比
合計に入らないキー
形態キー
コメント欄

¥950,000

白血球分類 プリント例

```

MMC MMT422
*** HEMOGRAM ***
NAME
AGE M , F
DATE 04-25
I.D NO 0002
BASO 2 2.0%
EOSINO 3 3.0%
MYELOBL. 1 1.0%
MET 1 1.0%
STA 4 4.0%
SEG-2 51 51.0%
SEG-3 1 1.0%
SEG-4 1 1.0%
SEG-5 2 2.0%
LYMPH 31 31.0%
MONO 3 3.0%
**TOTAL** 100
EBL 12
COMMENT&IMPRESSION
    
```

- プリンター打ち出しフォーマットならびにキー配列は標準仕様を数種用意してあります。

骨髓像計数装置 I

KA014-00 骨髓像計数装置 MMT500NM型

- ワープロ感覚でコメントの入力ができます。
- 連銭、溶血等 単語登録ができますので、より簡単にコメント入力ができます。
- オリジナル50キーボードはA4サイズなので場所を取りません。
- ホストコンピュータとの接続も容易です。(オプション)
- データはCDに記録されていますので、前回値を探すのも簡単です。

ラクラク コメント入力
ラクラク 報告書作成



ハード構成 ノートパソコン
オリジナル50キーボード
プリンター

※ノートパソコンおよびプリンターはイメージです

¥1,500,000

MMC
MINATO MEDICAL CORPORATION
ミナトメディカル株式会社

本郷営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-10 フドウ山本ハイツ601
TEL: 03-5803-9876(代) FAX: 03-5803-9873
E-mail: hongo@minatomedical.com
http://www.minatomedical.com

※仕様・写真等は改良のため予告なしに変更することがあります。