

血液検査器具 II

KF001~005

ポリドナー瓶

- ポリドナー瓶は、ガラス製と異なり操作上破損する心配がありません。
- 10個1箱単位に包装されていますので、使用時の取り扱いが容易です。
- 本体は蒸留水洗浄の上、抗凝固剤(EDTA 2K)が低部に添付されていますので、凝固しません。
- キャップの色も豊富で、使用用途(病院別等)に応用できます。

《仕様》

- ・材質：ポリプロピレン(P.P.製)
- ・寸法：外径φ20×長さ37mm
- ・目盛目安：1、2、5mL
- ・包装：500本1箱(10本コンテナー×50)入
- ・抗凝固剤：EDTA 2K(標準) 1、2mg
※抗凝固剤量は特注に応じます。

コードNo.	規格		価格
KF001	EDTA 2K	2mg(赤キャップ)	12,000
KF002		1mg(赤キャップ)	13,000
KF004	NaF	2mg(緑キャップ)	12,000
KF005	未処理	(白キャップ)	12,000



KF012~045

ポリドナー試験管／ポリスピッツ管

- 各種検査及び器械に対応できるように、形状及び抗凝固剤の種類を用意しました。
- 小児専用のポリドナー試験管を用意し、少量採血を可能にしました。

《仕様》

ポリドナー試験管

- ・材質：ポリプロピレン(P.P.製)
- ・寸法：外径φ16×長さ75mm
外径φ16×長さ105mm
- ・目盛目安：75mm用(2、3mL)
105mm用(2、5、10ml)
- ・包装：500本1箱(20本×25袋)入

ポリスピッツ管

- ・材質：ポリプロピレン(P.P.製)、アセチロセルロース
- ・寸法：外径φ16×長さ105mm
- ・型：Aタイプ先尖
Bタイプ先丸
- ・包装：500本1箱(20本×25袋)入



コードNo.	規格				価格	
KF012-00	EDTA 2K+3K	(75mm)	4.4mg	T通常型	赤	14,000
KF013-00			3.0mg	T通常型	赤	13,000
KF017-00			4.4mg	Eテーパー型	赤	13,000
KF018-01	EDTA 2K	(75mm)	2.0mg	Eテーパー型	赤	13,000
KF019-00	NaF	(105mm)	4.4mg	T通常型	緑	14,000
KF022-00	未処理	(75mm)		T通常型	白	12,000
KF023-00	EDTA 2K	(75mm)	1.0mg	C小児型	赤	14,000
KF024-00			4.4mg	T通常型	赤	14,000
KF025-00			3.0mg	T通常型	赤	13,000
KF025-01			3.0mg	Eテーパー型	赤	13,000

コードNo.	タイプ	材質	キャップ	価格
KF034-00	A	PP	白	13,000
KF035-00	A	PP	赤	13,000
KF044-00	B	PP	白	13,500
KF045-00	B	PP	赤	13,500

血液検査器具 II

KF101・102

ヘマトロン

- 特殊製法により内径が均一(±0.02mm以内)で精度の良いヘマトクリット値測定が可能です。
- 耐衝撃性が優れ、遠心時での破損が無く、カミソリ等で簡単に切断可能です。
- ヘマトシールで簡単シールできます。

《処理法》

プレイン

脱脂処理→蒸留水洗浄→30℃乾燥

ヘパリン処理

脱脂処理→蒸留水洗浄→ヘパリン処理→30℃乾燥

《仕様》

- ・材質：アクリル製
- ・包装：内径φ0.9×長75mm

サンプルあり



コードNo.	処理	箱色	包装	価格
KF101	プレイン	青	100本×10入	6,600
KF102	ヘパリン	赤	100本×10入	9,000

KF110・113

ヘマトロンL

- 乳児のビリルビン及び血糖測定、その他超微量測定検査に使用できます。
- 1本で約0.05~0.07mLの血漿が採れ溶血しにくく、ヘマトシールで簡単にシールでき遠心できます。

《使用法》

乳児の踵又は指頭をアルコール綿消毒後、ランセット等で傷を付け、採血し、(7~8割位)シールします。

2,500回転/分、約5分遠心します。

《仕様》

- ・材質：アクリル製
- ・包装：内径φ1.4×長110mm
外径φ2.0×長110mm



コードNo.	規格	価格
KF110	ヘマトロン L プレイン 青 100本×10入	11,000
KF113	ヘマトロン L ヘパリン 赤 100本×10入	12,000

KF120

ヘマトシール

- 特殊製法により製作されたシールですのでシール抜けがありません。
- プラスチック及びガラス製毛細管のどちらでも使用できます。
- 使用法は簡単で毛細管をシール内に完全に押し込んでシールできます。

《仕様》

- ・外寸法：W75×D45×H5mm
- ・包装：1ケース2枚入

¥1,600

