

血小板保存用チャンバー

KC622
PCアジテーターチャンバー EKC-40

院内での少量保存に最適です

大型機の精度をそのままに、少単位の保存用として特に開発した“濃縮血小板専用水平振とうチャンバー”です。

安心してご使用いただける精度を維持し、しかもローコストを実現したお手近に置ける一台です。



コードNo.	KC622
チャンバー本体外寸法	W629×D560×H1322mm
// 内寸法	W545×D410×H625mm
材 質	外装：銅板アクリル樹脂塗料焼付仕上 内装：ステンレス銅板（SUS-304）
温 度	22℃±1℃
内 容 積	95L
扉	観音開き
冷 凍 機	AC100V 100V 75W
電 源	AC100V 100V 15A
振とう器外寸	W355×D355×H480mm
振とう数・ストローク	50～200回/mm 20mm幅
収 納 数 量	10段
モ ー タ ー	AC100V 100V
装 備 付 属 品	非常用警報装置
価 格	850,000

オプション

KC622-11 温度記録計(30日用) 1式 定価 150,000円

KC622-12 停電警報 1台 定価 30,000円