

血球計算盤 I


KA101~107

血球計算盤 トーマ

- 赤血球の算定等に用いられます。

深度

名称



最小目盛
単式チャンバー
1/10 mm deep・1/400sq mm

[セット内訳]

トーマ計算盤	1
赤及び白血球ピペット	各1
カバーガラス23φ×0.7mm、22×24×0.4mm、止め金具	各1
検査証 (JHSのみ)	1

[盤内訳]

カバーガラス23φ×0.7mm、22×24×0.4mm、止め金具	各1
※但し、JIS製品には検査証は添付されていません。	
JHSは裏にJHSマーク入り。ブライトラインは銀色に見えます。	

コードNo.	種類	組合せ	検定	目盛標線	目盛面の深度	縦・横・厚さ	価格
KA101	ブライトライン	セット	JHS	1×1mm	0.1mm	76×30×3.0mm	43,000
KA102		盤のみ	JHS	〃	〃	〃	33,000
KA103	標準	セット	JHS	〃	〃	〃	38,000
KA104		〃	JIS	〃	〃	〃	25,000
KA105		盤のみ	JHS	〃	〃	〃	28,500
KA106		〃	JIS	〃	〃	〃	18,500
KA107	ブライトライン	盤のみ	JIS	〃	〃	〃	22,000



KA111~117

血球計算盤 ビルケルチュルク

- 赤血球、白血球、血小板の算定等に用いられます。

深度

名称



最小目盛
複式チャンバー
1/10 mm deep・1/400 & 1/25 sq mm

[セット内訳]

ビルケルチュルク計算盤	1
赤及び白血球ピペット	各1
カバーガラス23φ×0.7mm、22×24×0.4mm、止め金具	各1
検査証 (JHSのみ)	1

[盤内訳]

カバーガラス23φ×0.7mm、22×24×0.4mm、止め金具	各1
※但し、JIS製品には検査証は添付されていません。	
JHSは裏にJHSマーク入り。ブライトラインは銀色に見えます。	


コードNo.	種類	組合せ	検定	目盛標線	目盛面の深度	縦・横・厚さ	価格
KA111	ブライトライン	セット	JHS	3×3mm	0.1mm	76×30×3.0mm	61,000
KA112		盤のみ	JHS	〃	〃	〃	51,500
KA113	標準	セット	JHS	〃	〃	〃	55,500
KA114		〃	JIS	〃	〃	〃	33,000
KA115		盤のみ	JHS	〃	〃	〃	46,000
KA116		〃	JIS	〃	〃	〃	26,000
KA117	ブライトライン	盤のみ	JIS	〃	〃	〃	30,000

血球計算盤


KA121~127

血球計算盤 改良(インプルーブド)ノイバウエル

●赤血球、白血球、血小板、リンパ球の算定等に用いられます。



最小目盛
複式チャンバー
1/10 mm deep・1/400 & 1/16 sq mm



[セット内訳]

改良ノイバウエル計算盤 1
赤及び白血球ピベット 各1
カバーガラス23φ×0.7mm、22×24×0.4mm、止め金具 各1
検査証 (JHSのみ) 1

[盤内訳]


カバーガラス23φ×0.7mm、22×24×0.4mm、止め金具 各1
※但し、JIS製品には検査証は添付されておりません。
JHSは裏にJHSマーク入り。ブライトラインは銀色に見えます。

コードNo.	種類	組合せ	検定	目盛標線	目盛面の深度	縦・横・厚さ	価格
KA121	ブライトライン	セット	JHS	3×3mm	0.1mm	76×30×3.0mm	66,000
KA122		盤のみ	JHS	〃	〃	〃	56,000
KA123	標準	セット	JHS	〃	〃	〃	60,000
KA124		〃	JIS	〃	〃	〃	36,500
KA125		盤のみ	JHS	〃	〃	〃	50,500
KA126		〃	JIS	〃	〃	〃	29,000
KA127	ブライトライン	盤のみ	JIS	〃	〃	〃	33,000


KA131~137

血球計算盤 フックスローゼンタール

●白血球、脊髄液中の細胞の算定等に用いられます。



最小目盛
単式チャンバー
0.200 mm deep・1/16sq mm



[セット内訳]

フックスローゼンタール計算盤 1
白血球ピベット 各1
カバーガラス23φ×0.7mm、22×24×0.4mm、止め金具 各1
検査証 (JHSのみ) 1

[盤内訳]

カバーガラス23φ×0.7mm、22×24×0.4mm、止め金具 各1
※但し、JIS製品には検査証は添付されておりません。
JHSは裏にJHSマーク入り。ブライトラインは銀色に見えます。

コードNo.	種類	組合せ	検定	目盛標線	目盛面の深度	縦・横・厚さ	価格
KA131	ブライトライン	セット	JHS	4×4mm	0.2mm	76×30×3.0mm	45,500
KA132		盤のみ	JHS	〃	〃	〃	39,500
KA133	標準	セット	JHS	〃	〃	〃	41,000
KA134		〃	JIS	〃	〃	〃	28,500
KA135		盤のみ	JHS	〃	〃	〃	35,000
KA136		〃	JIS	〃	〃	〃	23,000
KA137	ブライトライン	盤のみ	JIS	〃	〃	〃	26,000