


血清検査機器：器具

KC210

ROTARY SHAKER MF-1S



- タイマー、スピード、MANUALの選択が自由で各種検査法(ガラス板法、RPRカードテスト法等)に使用できます。
- 過重は約5kgまでで、スタート時の急発進がありません。
- 各種泳動の染色、定着にも使用できます。
- 血小板パックの短期保存にも使用されています。

コードNo.	KC210
回転数	0~130RPM
回転半径	25mm
タイマー	最大30分、連続回転可能
外寸法	W410×D410×H150mm
電源	AC100V 15W
重量	7.8kg
価格	145,000

KC217

ミニローター MR-5



- 水平回転振とう器のミニタイプ型でスピード可変です。
- ガラス板やRPRカード等が精度良く振とうできます。
- ラテックス等の凝集反応にも使用できます。

コードNo.	KC217
型式	MR-5
スピード	可変
回転数	0~150rpm
タイマー	15minタイマー、連続運転も可能
架数	10穴ガラス板 3枚、RPRカード 2枚
外寸法	W180×D140×H170mm
電源	AC100V 50/60Hz 2A
重量	3kg
価格	110,000

血清検査機器：器具

KC223

血清反応用ガラス板



- 梅毒ガラス板法検査用として、操作上の便利さと血清反応を鋭敏にするための特殊な形状（丸溝式）の血清反応用ガラス板です。
- 凝集像の顕鏡下での見易さを考慮して、ガラス板裏面を研磨を施し、鏡見に最適です。

コードNo.	規 格	価 格
KC223	10穴反応板 10枚入 53×110mm 裏面研磨	32,000

KC272

血液血清観察箱 KV-3N



- ガラス板凝集像や血液型判定用等、血液・血清検査での像（反応パターン）を観察する時に使用します。
- 照明が内蔵されていますので明瞭で、肉眼視する時に見易いように斜めに傾斜することができます。

コードNo.	KC272
型 式	KV-3N
照 明	8W蛍光灯
外 寸 法	W370×D100×H110mm
電 源	AC100V 50/60Hz 25VA
重 量	2kg
価 格	41,000