

# 白血球像計数装置

**KA005**
**白血球像分類計算器 DBC-8E型 (8項目)**


- 従来の分類計算器より廉価なデジタル分類計算器です。
- キーに対応した測定値、合計値をディスプレイ上に表示し、さらに各項目の%表示ができます。
- 項目キーを押すと項目値と合計値をディスプレイに表示します。
- 各項目は3桁表示です。
- 項目キーを押すと確認音がします。
- 合計値が100毎に確認音がします。
- 減算キーがありますので、入力ミスにも対応できます。
- %キーにて合計が100以外でも%の確認ができます。
- ロックキーにて中断時の入力を防止できます。

※合計外項目 (EBL等) の設定はできません。

※オンラインはできません。

※プリンター出力はできません。

| コードNo. | KA005           |
|--------|-----------------|
| 外 寸 法  | W200×D247×H90mm |
| 重 量    | 3kg             |
| 電 源    | 110V 6VA        |
| 価 格    | 90,000          |