

恒温水槽

中型デジタル恒温槽



血液・生化学・血清・細菌検査室及び研究室etc.



- デジタル設定なので操作簡単
- 2種類の安全装置で安心稼動
- 強弱可変ポンプで水温は常に安定
- 水の交換がラクな本体、水槽分離タイプ

◆ 仕様 ◆

- 温度精度 ±0.1℃
- 温度範囲 室温～65℃
- 温度設定 デジタル式
- 温度表示 デジタル式
- 攪拌方法 特殊循環方式
- 安全装置 レベルセンサー(水位低下防止)
- 安全装置 温度ヒューズ(ヒーター加熱防止)
- 電 源 AC 100V
- 水 槽 透明塩ビ 底:黒



KG376-31	水槽込み	1式	定価	185,000円
KG376-32	本体のみ	1台	定価	150,000円
KG376-33	水槽のみ	1台	定価	50,000円

KG376-35	水槽込み	1式	定価	195,000円
KG376-36	本体のみ	1台	定価	150,000円
KG376-37	水槽のみ	1台	定価	60,000円