

骨髓像計数装置

KA014-12
骨髓像計数装置 M-1ANS

- 48項目までを任意のキーに割り当て、グループ別に色分けを設定して表示ができます。
- 各項目の%とM/e系・E/b系別計数および%とM/E比をリアルタイム表示します。
- 最大25行までのコメントが設定できます他、1行フリー入力欄を設けました。
- 基本は500カウントですが、500カウントで足りない場合1,000カウントに瞬時に切り替えられます。
- 独自の処理方法により、半端な計数でも%の合計が必ず100.0になるようにしてありますので、必ずしも500カウントする必要はありませんし1,000カウントの場合でも途中で終了できます。
- ワンタッチボタンで報告書印刷：画面印刷ができます。(Excel、Word付属)
- データの保存はテキストファイルで簡単に編集でき、LANで受け渡しができます。(オプション)
- TCP/IPまたはRS232Cポートで外部出力ができます。

《ハード構成例》
 ノートパソコン
 プリンター
 オリジナル58キーボード



※モニターはハメコミ画像です。

KA014-12 M-1ANS (ノートPC)
¥495,000

骨髓像計数装置

カウント画面



- ◎項目キーを押すと、都度カウントアップします
- ◎減算はF1減算キーを押し、項目キーを押せば減算できます
- ◎常に正確な%計算をします
- ◎項目名称は変更可能です

コメント画面



- ◎該当項目の結果欄を（マウスで）クリックして使います
- ◎間違えても再度クリックすると消せます
- ◎最終行に全角で45文字まで入るコメント欄を設定しました
- ◎名称：コメント内容、結果は変更可能です（日本語も可能です）

キーボード



◎項目キーの位置は変更可能です

印字例



ミナトメディカル株式会社

〒362-0075 埼玉県上尾市柏座2-8-8
 TEL:048-779-2138(代) FAX:048-779-2139
 mmc@minatomedical.com

http://www.minatomedical.com/

※仕様・デザイン等は改良のため予告なしに変更することがあります。