

# バリウム関連製品

## X線造影剤 — バリウム液の振とう攪拌器

**KL101~102**
**バリウムシェーカー BR-6/BR-12**

**水平振とう+ロール回転で効率よく攪拌します。**

バリウムゾルのビン又は缶の沈殿物を短時間で均一にします。  
また、大量に掛けられますので集団検診車での使用にも最適です。



- 振とうしながらビン又は缶を着脱できます。
- 振とう速度がスムーズに可変できます。
- 回転させながら水平振とうしますのでムラなく速く均一になります。

コードNO.	KL101	KL102
型式	BR-6型	BR-12型
掛数	250mLビン6本、又は300mLビン6本、 又は600mLビン3本	250mLビン12本、又は300mLビン8本、 又は600mLビン4本
タイマー	0~30分 (連続ON時)	
振とう数	0~170回/分	
振幅	50mm	
振とうスペース	W330×D300mm	W415×D385mm
外形寸法	W460×D290×H225mm	W535×D395×H225mm
モーター	DC100V 30W	
電源	AC100V 50/60Hz	
重量	16kg	20kg
価格	210,000	230,000