

血清検査機器：器具

KC140

ダイリューター25




- ダイリューター針はステンレス製ですので攪はん、フレミング処理による変形が少なく、プレートに傷を着けないよう形状に工夫がなされています。
- ダイリューター針中への気泡混入がありませんので、正確な量の希釈が行えます。
- 薬液滅菌も先端部で可能で感染の心配がありません。

全長…205mm (本体：ジェラルミン／先端：ステンレス製)

コードNo.	品名	単位	価格
KC140	ダイリューター25 μ L用	10本入1箱	33,000

KC145・146

ドロッパー25・50 μ L



- 緩衝液、抗原、血球等を定量(25、50 μ L)プレート穴に滴下できます。
- 滴下部はステンレス製、貯液部はガラス製で指の固定が可能です。
- 滴下ノズル先端は1滴量が正確なように高精度です。

全長…270mm 本体：ガラス製 (ゴム球付)

コードNo.	品名	価格
KC145	ドロッパー 25 μ L用	4,000
KC146	ドロッパー 50 μ L用	4,000