

# 病理検査機器：器具

**KE455~KE458**
**標本箱**


- 標本を有効なスペースに数多く収納することができます。
- 箱蓋の裏側に標本名等の記入用紙があり、標本の取り違えがありません。

コードNo.	材 質	収納量	価 格
KE455	プラスチック 本体・蓋共：黒	100枚	1,500
KE456	プラスチック 本体：黒 蓋：透明	100枚	1,500
KE457	木 製	50枚用	1,350
KE458	木 製	100枚用	1,800

**KE300**
**パラフィン切断融着こて**


- 固形パラフィンを切断したり、組織標本等に融着することができます。

コードNo.	材 質	外 寸 法	電 源	価 格
KE300	先端部銅製 木製柄付	全長270mm 加熱部30×60mm	AC100V 50/60Hz 40VA	15,000

# 病理検査機器：器具

## KE550～552

## ヒストパック



- 特殊な底加工のため、液体を充填することにより、立てることができ、上部はチャック付です。
- 表面に鉛筆やボールペン等で記入できる特殊加工の記入欄を装備しています。

コードNo.	型 式	サイズ	包 装	価 格
KE550-01	L-1	90×25×160mm	500枚入	25,000
-02	L-2	150×35×220mm	500枚入	38,000
KE552	L-3	220×65×310mm	300枚入	57,000
KE552-01	L-15	130×55×180mm	1,000枚入	76,000
-03	L-5	300×65×450mm	200枚入	67,000

## KE553～557

## ティッシュパック



- テトロンに特殊加工したメッシュ付の袋で、ホルマリン、アルコール等の固定液によっても変化しません。
- 検体毎の焼却が可能です。

コードNo	型 式	規 格	価 格
KE553	T-0	40× 70mm 木札なし 1,000枚入	23,000
KE554	T-1	110× 90mm 木札共 200枚入	40,000
KE555	T-2	165×125mm 木札共 100枚入	24,500
KE556	T-3	235×180mm 木札共 100枚入	29,500
KE557	T-4	345×250mm 木札共 100枚入	42,500