



標本整理箱 I

KE470-00~474-02 標本整理箱(スワン)


KE470 2条スプリング式





KE470-01 マグネット式



KE470-02 1条スプリング式




KE470-03 間仕切式



■積み重ねが可能です
写真は10段重ねた状態です。


■隔壁がありません
交換レール方式を採用していますので、隔壁がなくスッキリしたデザインです。



■水平に引出せる引出し
交換レール方式ですので、引き出しは水平に引き出せます。

■引き出しの取りはずしも簡単
引き出しは簡単に取りはずせますので、持ち運びが簡単です。

■ゆとりある引き出し幅(29mm)



コードNo.	型番	品名	材質	寸法	収納数	価格
KE470	K-1型	普通スライド用標準型 2条スプリング式	スチール製	外形	150枚×12 1,800枚	39,000
KE470-01	〃	〃 マグネット式		W433×H143×D310mm	200枚×12 2,400枚	39,000
-02	〃	〃 1条スプリング式		引出内部	125枚×12 1,500枚	39,000
-03	〃	〃 間仕切式		w29×h97×d290mm	150枚×12 1,800枚	39,000
KE474-01		標本整理箱用天板				8,000
-02		〃 台		K-1、2、5、6、7、15A、15B型に適用		8,000

※価格は1段のみの価格です。

標本整理箱 I

KE463~464

標本整理箱



- 1つの整理箱を数段ずつ積み重ねることができ、保存に場所をとらず多量収納が可能です。

コードNo.	KE463	KE464
材質	木製(中枠無)	金属製(中枠無)
外寸法	W410×D275×H235mm	W410×D275×H235mm
収容量	300枚×10個=3,000枚	300枚×10個=3,000枚
価格	38,000	98,000

コードNo. KE466 標本整理箱用中枠 10入 ¥2,000

KE468

標本整理箱 PS-3000型



- 木製の収納保管箱で、引出が20個付で仕切り板や見出し紙等の整理に必要なものが装備されています。

コードNo.	KE468
材質	木製
外寸法	W410×D275×H235mm
収容量	150枚×20個=3,000枚
引出数	20個
装備	仕切り板20個、見出し紙20枚
価格	33,000


コードNo. KE468-01
標本整理箱PS-3000用
仕切板 50入 ¥4,500

KE483-01~

包埋ブロック:カセット整理箱

取り外し自由の仕切り板

- 目的に合わせて、自由にスペースを確保できる、取り外し自由な11枚の仕切り板がついています。



※価格は1段のみの価格です。

コードNo.	型番	品名	外形寸法	引出内部寸法	引出数	価格
KE483-01	K-15A型	ブロック用	W433×H357×D310mm	w388×h42×d292mm	7	60,000
-02	K-15B型	ブロック:カセット兼用	W433×H357×D310mm	w388×h50×d292mm	6	60,000
KE474-01		標本整理箱用 天板	K-1、2、5、6、7、15A、15B型に適用			8,000
-02		台				8,000

