



標本整理箱 III


KE470-04~

標本整理箱K-1型用ラッチ(引出ロック装置)


KE470~KE470-03 《7、10、12段+天板+台》に適合



引き出しロック装置構成



標本整理器本体
+
《専用架台 + 専用天板》



右側板
標本整理器
本体10台

●用途

整理器の引き出しをロックすることで、不意の揺れや震動などによる引き出しの飛び出しを防止します。

●仕様

前面の落下防止バーは梯子状で、手で上下させることによりすべての引き出しのロック／解除が簡単に行えます。

現在ご使用中の1型にもセットできます。

上の写真は10段用です。7段用と12段用もございます。

コードNo.	種類	サイズ	材質	落下防止レバーの重さ	価格
KE470-04	7段式	D325×W440×H1043mm	スチール製	1.3kg	80,000
-05	10段式	D325×W440×H1490mm	スチール製	1.5kg	80,000
-06	12段式	D325×W440×H1770mm	スチール製	1.7kg	80,000

標本整理箱 Ⅲ


KE467

セフティプレート

KE463 《標本整理箱 木製3,000枚》に適合

◆地震などの強い振動による引出の滑脱を防ぎます。

セフティプレートは取り外しが容易ですので、引出の出し入れに影響はありません。
ご使用頂いている標本整理箱 (KE463) に簡単に取り付けられます。



- 材 質：ステンレス
- サイズ：タテ 37mm
ヨコ 415mm
厚さ 0.8mm
- 重 量：110g

プレート本体

装着した場合の図

価格 3,000円