

血液 ・ 一般検査

KF105 ・ KF106

ヘマトロン (ヘマトクリット毛細管)

特徴 ポリカーボネート製毛細管のため、折れにくく破損による感染を防止できます。

寸法 外径 1.88mm × 内径 1.1mm × 長さ 75mm

材質 ポリカーボネート



コードNo.	処理	箱色	包量	価格
KF105	ブレイン	青	200本×5入	18,500
KF106	ヘパリン処理済	赤	200本×5入	19,500

KF121

ヘマトシール

特徴 遠心の際にヘマトクリット毛細管を塞ぐためのパテです。毛細管を突き刺すことでシールできます。



コードNo.	包量	価格
KF121	2枚	2,000