

# 血液・一般検査

## 血液検査機器器具

### KA651

#### マルチドライヤー KMD-2



#### 特徴

- 底部より安定した送風が吹き付けますので、多様の乾燥に使用できます。
- スイッチひとつで多目的に使用できます。
- ファンからの強力な涼風・温風で、一度に多数のスライドをすぐさま乾燥できます。

#### 用途

- 血液検査：塗抹板の乾燥等
- 血清検査：電気泳動膜等の乾燥
- 細菌検査：染色後の標本乾燥
- その他：ガラス小器具の乾燥

コードNo.	KA651
形式	KMD-2
本体寸法	W385×D150×H190
モーター	ACシロココファン
ヒーター	100V
電源	AC100V 50/60Hz 5A
重量	約4kg
価格	85,000