


生化学・血清・細菌検査

生化学・血清・細菌検査

電気泳動用機器:器具

KB126

パンチャー (M.O.法/家畜法)



寒天板上に抗原や抗体のサンプル穴を開けて、抗原抗体反応沈降線形成をさせて物質の同定等に広く用いられます。

- 各種目的に応じて、抗原・抗体穴の間隔や穴径等が種々用意されています。
- 材質はステンレス製パイプ（刃先はエッジ付）を使用していますので、寒天の抜けが簡単で、きれいな円形穴が作製できます。

家畜法			
コードNo.	規格		価格
KB126-02	免疫及びロケット泳動法用穴あけ	吸引管2mmΦ	12,000
KB126-03	"	吸引管3mmΦ	12,000
KB126-10	"	吸引管4mmΦ	12,000
KB126-11	"	吸引管5mmΦ	12,000

注) 穴のサイズは外径です。