


# 生化学 ・ 血清 ・ 細菌検査

## 血清検査機器・器具

### KC210

#### ROTARY SHAKER MF-1S



- タイマー、スピード、MANUALの選択が自由で各種検査法(ガラス板法、RPRカードテスト法等)に使用できます。
- 過重は約5kgまでで、スタート時の急発進がありません。
- 各種泳動の染色、定着にも使用できます。
- 血小板パックの短期保存にも使用されています。

コードNo.	KC210
回転数	0~130RPM
回転半径	25mm
タイマー	最大30分、連続回転可能
外寸法	W410×D410×H150mm
電源	AC100V 15W
重量	7.8kg
価格	165,000