

# 病理検査

## 病理検査

### KE467


#### セフティプレート

地震などの強い振動による引出の滑脱を防ぎます。

セフティプレートは取外しが容易ですので、引出の出し入れに影響はありません。

ご使用いただいている標本整理箱（KE463）に簡単に取り付けられます。

KE463《標本整理箱 木製3,000枚》に適合



装着した場合の図

- 材質：ステンレス
- サイズ：縦37mm×横415mm×厚さ0.8mm
- 重量：110g
- 価格：3,600