


汎用品・局方試験

恒温水槽

KG376-11・15


血液・生化学・血清・細菌検査室及び研究室 他




KG376-15

- プッシュボタンを押すだけで、37℃、56℃に自動的に設定するタイプです。又、マニュアルボタンを押せば、任意の温度設定ができます。
- 温度精度が非常に良く、誤差は±0.05～±0.1℃です。（時間比例制御方式）
- ポンプは強弱可変式ですので、水槽内の温度は常に一定しています。
- 本体は据置タイプですので、水の交換もラクにできます。

仕様	
温度精度	±0.05～±0.1℃
温度範囲	室温～65℃
攪拌方法	特殊循環ポンプ
安全装置	空だき防止（温度ヒューズ付）
電源	AC 100V
水槽	透明塩ビ 底：黒



SW-707P型
小試・中試 50本用
ヒーター 300W
水槽寸法(外径寸法)
270×270×125mm



SW-707PM型
小試・中試 100本用
ヒーター 500W
水槽寸法(外径寸法)
390×270×125mm

KG376-11 水槽込み 一式 価格 102,000

KG376-15 水槽込み 一式 価格 110,000